

Beleuchter ОИ-24 (ОСВЕТИТЕЛЬ ОИ-24)

Der Illuminator ОИ-24 ist für die Beleuchtung von Präparaten bei ihrer Aufnahme auf biologischen und Polarisationsmikroskopen bestimmt.

Die Beleuchtungseinrichtung (Abb. 1) besteht aus einem Sockel mit einem Ständer 1 und einem Gehäuse 2 mit einer Fassung 3. Rumpf 2 kann in verschiedenen Höhen und unter verschiedenen Neigungswinkeln montiert werden. Der Koffer enthält eine 12V-100W-Lampe, einen Kollektor und eine Irisfeldblende.



рис.1 Осветитель ОИ-24.

Für die im Set enthaltenen und in der Fotografie verwendeten Filter hat das Gehäuse spezielle Fassungen. Die Lampe wird von der Netzspannung 127/220V über einen Transformator gespeist, der mit einem Voltmeter und einem Sektionsschalter zur Regulierung der Lampenhelligkeit ausgestattet ist. Der Transformator ist Teil des Beleuchtungssatzes.

Außenabmessungen - 225x190x360 mm

LIEFERUMFANG

OIC-24-Beleuchtung ... 1 Stk.
Lampe OP12-100 ... 3 Stk.
Lichtfilter SS1 im Rahmen ... 1 Stk.
SZS24 Lichtfilter im Rahmen ... 1 Stk.
SZS2 Lichtfilter im Rahmen ... 1 Stk.
LCD17 Lichtfilter im Rahmen ... 1 Stk.
HC10 Lichtfilter im Rahmen ... 1 Stk.
HCZ Lichtfilter im Rahmen ... 1 Stk.
Matte Lichtfilter in einem Rahmen ... 1 Stk.
Baugruppen Block ... 1 Stk.
Staukasten Nummer 1 ... 1 Stk.

Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung für OIC-24 Illuminator ... 1 Stk.
Der Reisepass des Illuminators OI-24 ... 1 Stk.

GARANTIE

Die Garantiezeit für den Illuminator OI-24 beträgt zweieinhalb Jahre ab Versanddatum ab dem Lager des Herstellers, einschließlich höchstens sechs Monate Lagerung in den Lagern des Kunden und zwei Jahre Betrieb durch den Verbraucher. Störungen der Beleuchtungseinrichtung, die innerhalb der festgelegten Fristen festgestellt werden, werden vom Unternehmen-Hersteller kostenlos behoben, sofern der Kunde und der Verbraucher die Transport-, Lagerungs- und Betriebsvorschriften einhalten.

ANSPRUCH AUF REKLAMATION

Die Prüfung der Qualität des Illuminators OI-24, die Erstellung (falls erforderlich) eines Aktes von unkorrekter Qualität und die Einreichung von Reklamationen erfolgen in der Reihenfolge und innerhalb der Fristen, die durch die "Anweisung über die Reihenfolge der Annahme von industriellen und technischen Produkten und Konsumgütern über die Qualität", genehmigt durch die staatliche Schiedsgerichtsbarkeit unter dem Ministerrat der UdSSR am 25. April 1966 № P-7, und den Vertrag, unter dem der Illuminator geliefert wird, festgelegt sind. Informationen über Beschwerden werden in der Tabelle festgehalten (Datum; Inhalt der Beschwerde; ergriffene Maßnahmen).





Der Beleuchter OI-24 dient zur Herstellung Köhlerscher Beleuchtung, wobei das Gehäuse nicht mit einer Leuchtfeldblende ausgestattet ist .
Das Gehäuse verfügt über eine Aufnahme für Filter, welche eingesteckt werden.



Glühlampe OP 12V 100W
(für Lomo Beleuchter OI-24)
(OPx12x100)

