


ЛЮМАМ Микроскоп и1

Fluoreszenzmikroskop Biolam-Lumam И1

Filtereinschübe


Die Mikroskopreihe „Lumam“ besitzt im Revolverkopf einen Schacht für Einschübe, welche einerseits bei der Nutzung der Epi-Objektive eine Einstellung für Auflicht-Hell- und Dunkelfeld, sowie diverse Filter für Auf- und Durchlicht bereitstellen.



Hellfeldeinschub mit Filterverspiegelung „Grün3“
“ЭлеНый 3“




Hellfeldeinschub mit Filterverspiegelung „Grün2“
“ЭлеНый 2“



Hellfeldeinschub mit Filterverspiegelung „blau“
„ГОЛУМБАЯ“



Hellfeldeinschub mit Filterverspiegelung „rot“
„КРАСКАЯ“



Dunkelfeldeinschub für Epi-Objektive



Filtersatz für Lumam und МЛ-Микросkope

Strenges Violettfiter und Violettfiter für Fluoreszenz
(Φ C1-2, Φ C1-6)
Polfilter (BC 6-2)
Helles Blaufilter (C3C 24.4)