## Umbau eines Lomo-Lupenstatives auf dnt-Kamera-Halter



Vom Lupenstativ (ohne Feintrieb) werden Revolver und der Tubus abgenommen. Die im Kopf freiliegende Halteschraube wird entfernt und der Kopf abgenommen. An Stelle des Kopfes wird eine gedrehte Hülse angebracht in der mit 6 Schrauben (jeweils 3 im oberen Kreis und 3 im unteren Kreis) die dnt-Mikroskopkamera (handheld) befestigt wird.

Über die Rändelschraube der Kamera wird die Vergrößerung eingestellt, während die Scharfstellung über den Grobtrieb des Statives erfolgt.

Dieser einigermaßen leichte Umbau vereinfacht den Umgang mit der durchaus brauchbaren USB-Kamera.