

MbR-1

Biologisches Arbeitsmikroskop (Hufeisentyp)

Die Betriebsanleitung ist [hier](#) abgelegt.



Bei dem abgebildeten Mikroskop handelt es sich um den älteren „Hufeisentyp“. Werksseitig ausgestattet mit Monotubus und Okularen K7fach und K10fach, 4fach Objektivrevolver mit Achromatischen Objektiven 3,2Plan, 8x, 40x gefedert und 90xÖl gefedert.

Der serienmäßige Objektisch ist drehzentrierbar und mit Klammern versehen. Das abgebildete Mikroskop wurde mit einem Kreuztisch ausgerüstet.

Als Kondensator wurde serienmäßig der Achromatische Kondensator mit NA 1,2, Irisblende und Klapplinse geliefert; in der Abbildung ist der Abbe'sche Kondensator OI-14 eingesetzt.

Die Beleuchtung wurde über einen Doppelspiegel Plan/Konkav erreicht.

Das Ansetzen der Köhlerleuchte OI-19 wurde mit einem speziellen T-Stück ermöglicht.



Und so sieht das Mikroskop im sauber zerlegten Zustand aus.

